

温度計の使い方

組.....
名前.....




使う前の点検

- えきがとちゅうで切れているものは、使わない。
- ひびが入っているものは、使わない。

使い方

- ① 温度計の上のほうを持ち、はかりたいものに温度計のえきだめを入れる。
- ② えきが動かなくなったら、目もりを から読む。

目もりの読み方



えきの先が目もりの線と線の間にあるときには、近いほうの目もりを読む。

0℃よりも低い温度は、「^{ひく}れい下何度」という。上のような場合は、「^{ひく}れい下5度」と読む。


気温のはかり方



おおいをして、
 2 が温度計に直せつ
当たらないようにする。

^{まわ}周りがよく開けた
風通しのよいところで
はかる。

水温のはかり方



日光が温度計に直せつ
当たらないように、
自分の 4 に入れてはかる。

 1
 2
 3
 4